

<1> 콘택트렌즈 부적합 제품현황

연번	구분	업체명	제품사진		검사결과		
			제품명 (허가번호/형명)	제조번호 (제조일자)	검사 항목	기준	결과
1	제조	지앤지콘택트렌즈		GG10C083 (2013.3.19)	곡률 반경	8.40~8.80mm	8.92mm
			매일 착용소프트콘택트렌즈 (제허00-191호/G&G BT)				
2	제조	포비전		MC13020601 (2013.2.6)	곡률 반경	8.40~8.80mm	8.31mm
			매일 착용소프트콘택트렌즈 (제허11-491호/Maple)				
3	제조	(주)오케이비전		130320 (2013.03.20)	지름	13.7~14.1mm	14.2mm
			매일 착용소프트콘택트렌즈 (제허00-293호/super max lens)				
4	제조	듀바콘택트렌즈		DA56C074 (2013.3.21)	곡률 반경	8.40~8.80mm	8.92mm
			지름		13.8~14.2mm	14.3mm	
			매일 착용소프트콘택트렌즈 (제허04-79호/Messish)				

5	제조	(주)네오비전 원주지점		862130610 (2013.06.10)	두께	0.029~0.057mm	0.065mm
			매일 착용소프트콘택트렌즈 (제허97-86호/NEO COSMO)				
6	제조	(주)티씨사이언스		131112A (2012.01.10)	지름	13.8~14.2mm	13.7mm
			매일 착용소프트콘택트렌즈 (제허03-1134호/Twinkle)				
7	제조	디케이이노비전 주식회사		SM7A-0303-2100 (2013.1.30)	지름	13.8~14.2mm	14.3mm
			매일 착용소프트콘택트렌즈 (제허09-226호/SM-700 AQUA)				

<첨부 2> 컬러콘택트렌즈 구입 시 주의사항 및 부작용 예방법

컬러콘택트렌즈 바르게 사용하세요.

□ 컬러콘택트렌즈 구매 시 주의사항

1. 컬러콘택트렌즈는 눈의 안전을 위해 안과전문의사의 진단을 받은 후 구매합니다.
2. 가격이 싸다고 불법 판매 제품을 구매하지 않습니다.
3. 제품 구매 시 첨부된 사용설명서를 반드시 숙지하고 안전한 사용을 위해 위생적 관리를 철저히 합니다.
4. 미용렌즈는 산소투과율이 좋지 않으므로 장시간 사용하시면 눈에 자극이 될 수 있습니다.
5. 안경원에서 컬러콘택트렌즈 구매할 때 반드시 유효기간을 확인합니다.
6. 눈이 아프거나 충혈이 되면, 렌즈를 바로 빼고, 병원을 방문하여 안과전문의사의 진단 및 치료를 받습니다.

□ 컬러콘택트렌즈 부작용 예방법



1. 컬러콘택트렌즈 구입 전 안과전문의사에게 정확한 검사를 받은 후 처방을 받으세요.
2. 적법한 유통과정을 거친 판매처(안과, 안경원 등)를 통하여 허가 제품 여부를 확인한 후 구매하세요.
3. 다른사람이 사용하던 렌즈를 통해 세균, 바이러스 등 각종 병원균에 감염될 수 있어요.
※ 개인간 거래는 하지 않으며(친구들과 돌려서 착용하는 행위 금지), 안경원에서도 테스트용 렌즈를 착용하지 않습니다.
4. 눈이 아프면 즉시 렌즈를 제거하고, 안과전문의사를 찾아가세요.
5. 렌즈구입시 제품에 기재된 허가사항 등 표시기재사항을 반드시 확인하세요.

□ 컬러콘택트렌즈 바르게 사용하세요!

